

**TANITA®**

Monitoring Your Health

 СІМС-2



## Электронные весы HD-376

---

### Руководство по эксплуатации



Следует внимательно ознакомиться с данным руководством и постоянно обращаться к нему в случае возникновения вопросов, связанных с использованием данного прибора.

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электронных весов японской компании Tanita. Весы серии HD предназначены для измерения массы тела.

## Спецификация

Мак предел взвешивания	200 кг.
Дискретность	0,1 кг.
Тип батареек	AAAх3

## Функциональные особенности

- Увеличенный предел взвешивания
- Высокая точность и надежность
- Современный дизайн подходит для любого интерьера
- Прочная конструкция, нескользящая поверхность платформы
- Автовключение

## Описание весов

Дисплей \_\_\_\_\_  
Платформа для взвешивания \_\_\_\_\_  
Отсек для батареек в нижней части весов \_\_\_\_\_



## Подготовка к работе

Откройте отсек для батареек на нижней стороне весов. Вставьте батарейки.

При появлении на дисплее сообщения «Lo» замените батарейку на новую.

## Взвешивание



**Поместите весы на ровную поверхность.  
Не используйте весы на мягком или неровном покрытии.**

Осторожно нажмите пальцем ноги на платформу весов.

Дождитесь появления на дисплее «0.0».

Встаньте на платформу весов, равномерно распределив нагрузку на обе ноги.

Сообщение «0.0» будет высвечиваться на дисплее в течение 3 секунд, затем на дисплее высветится ваш вес

Весы автоматически отключатся через 30 секунд.



**Если результат взвешивания превысит наивысший предел  
взвешивания, на дисплее появится сообщение «Err».**

## Уход за весами

- Очистку весов производите влажной тканью.
- Не используйте при очистке химические вещества и абразивные материалы.
- Не проливайте на весы воду и химические растворы.
- Не устанавливайте весы вблизи отопительных приборов, а также в местах с высокой влажностью или значительными колебаниями температуры.
- Не допускайте ударов и вибрации весов.
- Если весы не будут использоваться длительное время, извлеките из них батарейки.

## Весы электронные бытовые.

Работают от элементов питания общей мощностью не более 36 В.

**Не подлежат обязательной сертификации в системе сертификации ГОСТ РФ.**

Не применять в сферах распространения Государственного метрологического надзора.

**Гарантийный срок эксплуатации прибора - 3 года.**

Гарантия распространяется на все неисправности, возникшие в результате конструктивных (производственных) дефектов, о которых поставщик был поставлен в известность до истечения гарантийного срока и включает в себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями, причиненные покупателем в результате неправильной эксплуатации, самовольного вскрытия, небрежного обращения при хранении и перевозке.

Гарантия не распространяется на элементы питания.

Весы принимаются к гарантийному обслуживанию в сервисном центре ООО «СИМС-2» только при наличии правильно заполненного гарантийного талона (см. ниже) с печатью торгующей организации.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы прибора равен 10 годам при условии, что прибор используется строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вводить технические изменения, не нарушающие качество работы прибора.

**Адрес гарантийной мастерской:** ООО «СИМС-2», 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, тел.: +7 (495) 792-31-90, доб. 315, 349, Email: support@sims2.ru  
Утилизация

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать. Распорядитесь старым прибором в соответствии с местным законодательством.

**Производитель:** Tanita Corporation, Токио, Япония  
1-14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japan, tel: +81(0)-3-3968-2123

**Завод-филиал:** Dong Guan Tanita Health Equipment Co., Ltd, The Hong Tu High Tech Economic Development Area Nan Cheng District, Dong Guan City, Guang Dong Province, The People Republic of China, Китай.

**Поставщик:** ООО «СИМС-2», 125363, г. Москва,  
ул. Новопоселковая, д. 6, тел.: +7 (495) 792-31-90, www.sims2.ru

Гарантийный талон

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штамп

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

\_\_\_\_\_  
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)