

LCD дисплей:

Примечание: если прибор не используется в течение долгого времени, всегда извлекайте батарейки!

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. Прибор работает от четырех батареек 1,5V AAA (приведены). Установка батарейки, снятие за соблюдением полярности.

Установка/замена батареек:

- Всегда вынимайте батарейки из весов, если вы долгое время ими не пользуетесь.
- Не допускать попадания воды на весы.
- Не роняйте и не ударяйте по весам во избежание возникновения ненормальных показаний.
- Всегда предназначены для персонального использования.
- Вешивайтесь на одном и том же месте, т.к. разные поверхности могут вызывать вариации в результате взвешивания.
- Рекомендуются вешиваться утром перед приемом пищи.

Важные инструкции по технике безопасности:

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.



Весы напольные электронные LE-4006


Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Измерение содержания жира, воды, мышечной массы, костной массы:


1. Для установки личных (персональных) параметров нажмите кнопку SET, удерживая ее в течение нескольких секунд. Затем при помощи кнопок ▲/▼ выберите свой индивидуальный номер и нажмите кнопку SET. Дисплей отображит:
2. При помощи кнопок ▲/▼ установите пол: мужской, женский, спортсмен, спортсменка.
3. Для установки возраста воспользуйтесь кнопками ▲/▼. Затем нажмите кнопку SET.

1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Не ставьте весы на ковер или подобные мягкие поверхности – результат будет не точен).
2. Для включения весов нажмите кнопку, расположенную на нижней боковой поверхности весов. На дисплее отобразится «0.0».
3. С помощью кнопки UNIT выберите необходимую меру измерения (килограммы, фунты, ступни = 6,35 кг).
4. Перед тем как встать на весы снимите обувь и носки.
5. Аккуратно и медленно встаньте на весы. Не двигайтесь в первую взвешивания. После того, как вы зафиксируете свое положение на весах, дисплей отобразит результат взвешивания.
6. Если отключается автоматический в течение нескольких секунд.

4. Установите свой рост (от 60 до 220 см) при помощи кнопок ▲▼ и нажмите SET. Кнопка UNIT позволяет выбрать единицу измерения роста (сантиметры или футы).



5. Аккуратно и медленно встаньте на круглые металлические датчики весов (**босыми ногами**). Не двигайтесь в период взвешивания. После того, как вы зафиксируете свое положение на весах, дисплей отобразит результат взвешивания.



ВНИМАНИЕ: во время установки параметры будут автоматически занесены в память (память до 10 персон). При последующих взвешиваниях Вам не надо повторно устанавливать параметры, необходимо лишь выбрать свой индивидуальный номер. Для подтверждения уже установленных параметров нажмите кнопку SET.

Содержание жира в организме человека:

Возраст	Женщины			
	% содержания жира			
	Ниже нормы	Норма	Выше нормы	Намного выше нормы
12-20	< 18	18-28	28-33	> 33
21-42	< 20	20-30	30-35	> 35
43-65	< 21	21-31	31-36	> 36
66-100	< 22	22-32	32-37	> 37

Автоотключение:

Весы отключатся автоматически через 1 минуту.

Сообщения о возможных ошибках:

- Если на дисплее ничего не отображается, пожалуйста, убедитесь, что батарейки установлены верно.
- Если вес превышает максимальный предел, на который рассчитаны весы (150 кг).
- Если необходимо сменить батарейки, то на дисплее появится



Хранение и уход:

- Протирайте весы сухой или слегка влажной тряпочкой без применения чистящих средств.

Технические характеристики:

Максимальная нагрузка – 150кг.

Утилизация прибора:

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Возраст	Мужчины			
	% содержания жира			
	Ниже нормы	Норма	Выше нормы	Намного выше нормы
12-20	< 15	15-21	21-26	> 26
21-42	< 17	17-23	23-28	> 28
43-65	< 18	18-24	24-29	> 29
66-100	< 19	19-25	25-30	> 30

Содержание воды в организме человека:

Возраст	Мужчины	Женщины	Уровень
< 30	66.0 - 60.5 %	66.0 - 59.9 %	Оптимальный
	60.4 - 57.1 %	59.8 - 56.4 %	Незначительное обезвоживание
	57.0 - 53.6 %	56.3 - 53.0 %	Умеренное обезвоживание
> 30	53.5 - 50.2 %	48.5 - 37.8 %	Сильное обезвоживание
	66.0 - 59.1 %	66.0 - 55.0 %	Оптимальный
	59.0 - 55.7 %	54.9 - 51.6 %	Незначительное обезвоживание
	55.6 - 52.3 %	51.5 - 48.1 %	Умеренное обезвоживание
	52.2 - 48.8 %	48.0 - 44.7 %	Сильное обезвоживание
	48.7 - 37.8 %	44.6 - 37.8 %	Оптимальный

Содержание мышечной массы в организме человека:

% мышечной массы		
	Женщины	Мужчины
Норма	> 34	> 40

Содержание костной ткани в организме человека:

Женщины			
Общий вес	Менее 45 кг	45 - 60 кг	Более 60 кг
Вес костной ткани	> 1,8 кг	> 2,2 кг	> 2,5 кг
Мужчины			
Общий вес	Менее 60 кг	60 - 75 кг	Более 75 кг
Вес костной ткани	> 2,5 кг	> 2,9 кг	> 3,2 кг

Гарантия – 12 месяцев.

Состав (материал): пластик, металл.

Срок службы - 5 лет.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Дата производства указана на упаковке товара.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Назначение: весы для взвешивания.

Производитель-экспортер: Ксинью Электроник Ко., Лимитед
Адрес: Футуан 5 роуд, 3, Сите Индастриал, Гангкоу таун, Жонгшан, Гуангдонг, Китай

Поставщик-импортер: ООО «Союз»
Адрес: 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 15-я линия ВО, д.12, лит. А, пом. 4Н
Произведено в Китае.